

## Information aux membres ayant reçu des masques de l'AViQ/services agréés :

### Résultats des tests sur les masques KN95 au 29 avril 2020

Madame, Monsieur,

Comme je vous le rappelais dans mon mail précédent, nous avons demandé, suite à un contrôle réalisé sur certains masques KN95, de ne plus utiliser les masques KN95 qui vous ont été livrés par l'AViQ aussi longtemps que nous n'avons pas pu réaliser les tests nécessaires pour garantir la qualité des masques. Nous souhaitons en effet, dans ces moments de crise, travailler en toute transparence avec vous. Nous avons demandé la vérification de chaque lot de masques KN95 auprès de laboratoires agréés.

Afin de vous permettre de suivre l'évolution des tests réalisés sur chaque lot de masques (chaque lot est caractérisé par la date de production reprise sur la boîte, cf photo jointe à titre d'exemple avec la date du 23.03.2020), nous reprenons ci-dessous la liste des résultats reçus. Si vous avez des lots dont les dates sont reprises ci-dessous sans résultat, c'est que les tests sont toujours en cours, ce qui est normal vu le nombre de tests demandés.

Cinq nouveaux lots viennent d'être déclarés conformes. : ceux produits les 30/3, 2/4 , 4/4 et 19/4 avec un tape sur le pont nasal et ceux du 31/3 tels quels.

Par facilité, nous reprenons l'ensemble des résultats reçus à ce jour, y compris ceux pour lesquels l'information vous a déjà été transmise, dans un tableau qui sera modifié au fur et à mesure. Vous le trouverez ci-après.

Les couleurs ont pour objectif d'en faciliter la lecture :

- Blanc : Test en cours
- Vert clair : Conforme au test alternatif ATP mais l'ajustement des masques au niveau du pont nasal n'est pas jugé suffisant. Il est donc recommandé d'utiliser le masque avec un « tape » sur le pont nasal
- Vert : Conforme au test alternatif ATP. Les masques peuvent être utilisés tels quels.
- **Rose : Test négatif : les masques ne peuvent pas être utilisés**. Nous vous demandons cependant de les garder temporairement (mais bien hors de portée pour éviter toute confusion). Veuillez informer Jean Michel Lheureux ([Jean-Michel.LHEUREUX@aviq.be](mailto:Jean-Michel.LHEUREUX@aviq.be)) si vous en détenez, nous pourrions ainsi organiser les modalités de reprise de ces lots.

Nous vous remercions une fois encore pour votre disponibilité et votre compréhension dans cette période de crise.

*Alice Baudine*



**Wallonie**

**familles santé handicap**

**AVIQ**

<b>Modèle</b>	<b>Date de Production</b>	<b>RESULTAT DU TEST</b>
KN95	23/03/2020	Test en cours
KN95	24/03/2020	Test en cours
KN95	24/03/2020	Test en cours
KN95	25/03/2020	Test en cours
KN95	26/03/2020	Test en cours
KN95	27/03/2020	Test en cours
KN95	28/03/2020	Test en cours
KN95	29/03/2020	Test en cours
KN95	30/03/2020	OK Tape pont nasal
KN95	31/03/2020	OK
KN95	01/04/2020	Test en cours
KN95	02/04/2020	OK Tape sur pont nasal
KN95	03/04/2020	Test en cours
KN95	04/04/2020	OK Tape sur pont nasal
KN95	05/04/2020	Test en cours
KN95	06/04/2020	Test en cours
KN95	07/04/2020	Test en cours
KN95	08/04/2020	Test en cours
KN95	09/04/2020	OK Tape sur pont nasal
KN95	10/04/2020	Test en cours
KN95	11/04/2020	Test en cours
KN95	12/04/2020	NON - ne pas utiliser
KN95	13/04/2020	Test en cours
KN95	14/04/2020	Test en cours
KN95	15/04/2020	Test en cours
KN95	16/04/2020	Test en cours
KN95	17/04/2020	OK Tape sur pont nasal
KN95	18/04/2020	Test en cours
KN95	19/04/2020	OK Tape sur pont nasal